

◆助成事業の対象となる風しんの抗体価 2026.4.1 時点

検査方法	測定キット名（製造販売元）	イ) 助成制度 抗体価
HI 法 (赤血球凝集抑制法)	風疹ウイルス HI 試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)	16 倍以下 (希釈倍率)
	R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)	16 倍以下 (希釈倍率)
EIA 法 (酵素免疫法)	ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG (デンカ生研株式会社)	8.0 未満 (EIA 価)
	エンザイグノスト B 風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)	30 未満 (国際単位(IU)/m l)
ELFA 法 (蛍光酵素免疫法)	バイダス アッセイキット RUB IgG (シスメックス・ビオメリュー株式会社)	45 未満 (国際単位(IU)/m l)
LTI 法 (ラテックス免疫比濁法)	ランピアラテックス RUBELLA (極東製薬工業株式会社)	30 未満 (国際単位(IU)/m l)
	ランピアラテックス RUBELLA II (極東製薬工業株式会社)	35 未満 (国際単位(IU)/m l)
CLEIA 法 (化学発光酵素免疫法)	アクセスルベラ IgG (ベックマン・コールター株式会社)	45 未満 (国際単位(IU)/m l)
	i -アッセイ CL 風疹 IgG (株式会社保健科学西日本)	14 未満 (抗体価)
FIA 法 (蛍光免疫測定法)	BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)	3.0 未満 (抗体価 A I)
	BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)	30 未満 (国際単位(IU)/m l)
CLIA 法 (化学発光免疫測定法)	Rubella-G アボット (アボットジャパン株式会社)	25 未満 (国際単位(IU)/m l)